




**Neu** FecalSwab™ mit Transportmedium



**Alt** Stuhlröhrchen mit Transportmedium

## Produktwechsel FecalSwab™

Art.-Nr. 41a Stuhlröhrchen mit Transportmedium im Transportbehälter wird neu durch den **FecalSwab™ mit Transportmedium** von Copan ersetzt.

Zu jeder Bestellung wird eine Originalanleitung für die Abnahme mitgeliefert.

Es können immer noch dieselben Analysen daraus gemacht werden:

- Routine-Bakteriologie: Salmonellen, Shigellen, Campylobacter
- Enterovirulente E. coli
- Yersinia, Aeromonas, Plesiomonas
- Multiplex-PCR zum Nachweis enteropathogener Viren

### Lagerung

Im Kühlschrank (4 – 6 °C) ist die Probe bis zu 72 h stabil.

Bei Raumtemperatur (18 – 25 °C) ist die Probe bis zu 48 h stabil.



Bei Fragen steht der Medics Kundendienst unter **kundensupport@medics.ch** und **031 372 20 02** gerne zur Verfügung.

Medics Labor AG  
Südbahnhofstrasse 14c  
3001 Bern

031 372 20 02  
info@medics.ch  
www.medics.ch