



FIT-Test neu quantitativ

Liebe Medics Kundin, lieber Medics Kunde

Der FIT-Test (Fecal Immunochemical Test) wird seit längerem erfolgreich eingesetzt für eine günstige, nicht invasive Darmkrebsfrüherkennung. Dabei wird verstecktes (okkultes) Hämoglobin in einer Stuhlprobe nachgewiesen, dessen Ursache ein Indiz für kolorektale Karzinome sein kann. Die Ursache der Blutung sollte mit weiteren diagnostischen Mitteln (z.B. Koloskopie) abgeklärt werden.

Ab dem **Montag, 18.03.2024** wird das okkulte Blut nur noch mittels des neuen quantitativen Verfahrens (OC-Sensor, Eiken Chemical CO., Ltd) durchgeführt. Mit dem quantitativen FIT ist eine bessere Abschätzung der vorliegenden Hämoglobinkonzentration möglich als mit dem bisherigen qualitativen Test, der ab einem definierten Schwellenwert zwischen «positiv» oder «negativ» unterscheidet. Ausserdem hat sich gezeigt, dass der quantitative Test wesentlich robustere Ergebnisse liefert.

Für eine optimale Stabilität der Probe wird ein separates Stuhlröhrchen (Nr. 57) benötigt, welches Sie bei uns bestellen können. Dieses Röhrchen enthält einen Puffer, der die Stuhlprobe stabilisiert und somit den Abbau von Hämoglobin verhindert. Das separate Stuhlröhrchen wird analog den anderen Stuhlröhrchen zusammen mit einer Anleitung, Versandschutzbehälter und Stuhlfänger verschickt.

Während der Übergangsphase des Testwechsels kann auch noch Nativ-Stuhl (Nr. 41b) verwendet werden. Für eine valide Diagnostik wird aber die Verwendung des für den Test vorgesehenen Stuhlröhrchens vorausgesetzt.

Analyseninformation

Detaillierte Informationen zu der Analyse in Bezug auf die Abrechnung, das Material, die Stabilitäten etc. sind auf unserer Webseite unter www.medics.ch/analysenverzeichnis verfügbar.



Bei Fragen steht der Medics Kundendienst unter **kundensupport@medics.ch** und **031 372 20 02** gerne zur Verfügung.

Medics Labor AG
Südbahnhofstrasse 14c
3001 Bern

031 372 20 02
info@medics.ch
www.medics.ch